

FICHA TÉCNICA



Detergente INO CLEAN STD 01

Código	Presentación (L)
4581-13	5
4581-14	10
4581-17	20

Denominación específica:

Detergente estándar versión 01.

Denominación genérica:

Solución de limpieza.

Descripción:

Es un fluido de limpieza, filtrado especial, no estéril utilizado en la limpieza en línea de equipos contadores de células. El reactivo está diseñado para instrumentos semiautomatizados, capaz de limpiar sangre de las partes o tuberías con diluyente del instrumento. Agente de diagnóstico para uso in vitro. Para uso exclusivo de laboratorio clínico o de gabinete.

Propiedades organolépticas:

Color: Incoloro

Olor: Característico

Material en suspensión: Imperceptible.

Especificaciones:

pH: 7.0 ± 0.1

Conductividad: 18.5 ± 2.5 mS/cm

Osmolaridad: 319 ± 5 mOsm/kg

Composición

Surfactante. 1.6%

Cloruro de Sodio 1.0%

Amortiguadores 2.0%

Agente microbicida 0.1%

Vida útil del producto:

2 años

Condiciones de
Almacenamiento:

Conservar el producto a temperatura entre 15 y 30°C