

## FICHA TÉCNICA



# Lisante INO LIS MICROS

Código	Presentación (L)
4360-11	1
4360-13	5

Denominación específica:

Solución lisante para equipos MICROS.

Denominación genérica:

Solución lisante de glóbulos rojos y cromóforo para hemoglobina.

Descripción:

Reactivo lisante de eritrocitos y para cuantificar hemoglobina por medio de fotometría. Agente de diagnóstico para uso in vitro. Para uso exclusivo de laboratorio clínico o de gabinete.

**Propiedades organolépticas:**

Color: Incoloro  
Olor: Característico  
Material en suspensión: Imperceptible.

**Especificaciones:**

pH: > 9.5

**Composición**

Sulfato de Sodio	1.0%
Lisante	1.0%
Amortiguadores	1.5%
Agente microbicida	0.1%

Vida útil del producto:

2 años

Condiciones de Almacenamiento:

Conservar el producto a temperatura entre 15 y 30°C